



モデラートクッション取扱説明書

このたびは「モデラートクッション」をお買い上げいただき誠に有難うございます。

洗濯・消毒方法については以下説明をよくお読み下さい。また、取扱説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管しておいて下さい。

● 本体部分

- ・洗濯には95℃までの温水または水をご使用下さい。
- ・洗剤は家庭用洗剤（中性洗剤）をご使用下さい。
- ・塩素系洗剤は絶対ご使用にならないで下さい。
- ・洗濯時には洗濯ネットのご使用をお勧めいたします。
- ・洗濯回数が増え、素材が硬く感じられるようになった場合、洗剤と柔軟剤の併用をお勧めいたします。
- ・本体はオートクレーブ滅菌(105℃)が可能です。

● カバー部分（別売）

- ・洗濯には40℃までの温水または水をご使用下さい。
- ・洗濯機の使用は可能ですが、洗濯ネットのご使用をお勧めいたします。
- ・手しぼり不可。
- ・乾燥機不可。

輸入販売元

ラックヘルスケア株式会社

大阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2 TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836
東京 〒105-0014 東京都港区芝 3-43-16 KDX 三田ビル 11F TEL03-5419-8050 FAX03-5419-8051
九州 〒862-0924 熊本市中央区帯山 2-1-23 パーケル帯山 TEL096-340-8101 FAX096-340-8102

MADE IN DENMARK

コード No2014.07